

使用上の注意点

紙パンツのモレない使い方のポイントを確認しましょう

◆身体に合ったサイズを選ぶ ウエストサイズが目安です

ポイント
1

前後を確認をする




前

「はつらつパンツ安心のうす型」は、ウエスト前側は白色、青い廃棄テープが後ろです

ポイント
2

後ろ側をしっかりあげる

後ろ側がウエスト位置まで上がりきらないで動いたり、腰かけていると、紙パンツはズリ下がり、モレの原因になります。




ご本人が難しい場合、後ろ側からお手伝いをお願いします。



ポイント
3

モレ防止ギャザーを押し込まない

脚まわりのモレを防ぐためのギャザーが押し込まれてしまうと、モレの原因になります。



脚まわりギャザーが内側に押し込まれている



モレ防止ギャザー

サイズの選び方

モレ防止のために、体に合ったサイズのパンツを選びましょう

紙パンツは、お使いになる方のウエスト(胴まわり)に合ったサイズを選びます。

ゆったりめがお好みの方でも、お体に合っていないサイズを選ぶと、モレの原因になります。

商品パッケージの正面

ウエスト(胴まわり)
のサイズで選びます。



サイズ



お使いになる商品のパッケージで、『サイズ』(ウエストサイズ)を確認しましょう。

参考：モレ悩み(パンツタイプ)

パンツタイプ使用中の主なモレ原因を確認しましょう

モレがある場合、以下のことが原因として考えられます。ご確認ください。

原因

1

パンツタイプのサイズがゆるい。

原因

2

パンツタイプがしっかりウエストまで上がりきっていない。

原因

3

パンツタイプ、尿とりパッドの吸収量が排尿量より少ない。

原因

4

尿とりパッドが、パンツタイプからはみ出ている。

原因

5

パンツタイプの脚まわりギャザーが内側に押し込まれている。

原因

6

尿とりパッドの多重使い。(複数枚のパッドを1度に使っている)

原因

7

下着や衣服がパンツタイプの中に入り込んでいる。

紙おむつの選び方・使い方に関するご相談は

花王・リリーフふれあいダイヤル

(料金は無料です)

0120-062110

受付時間：平日10:00～16:00(土日・祝日を除く)